

Desfibrilador Monitor Automático (AED), Manual y ECG Printer

Descripción :

Pantalla

- Tipo de pantalla: pantalla LCD de alta resolución de 8 pulgadas.
- Velocidad de barrido: 25 mm/seg.

Información: frecuencia cardíaca, derivación/electrodos, activación/desactivación de alarma, SpO2, funciones y avisos del DEA, selección y límites de alarma, energía administrada.

Desfibrilador

- Forma de onda: bifásica
- Tiempo de carga: menos de 7 segundos con una batería nueva completamente cargada.
- Pantalla de energía: la pantalla del monitor indica tanto la energía seleccionada como la suministrada.
- Tipo de aviso de carga: avisos de voz y visuales.
- Rango de medición de impedancia del electrodo: 0-250 ohmios.

Modo DEA

- Función DEA: análisis y carga automáticos x3 con selección de nivel de energía automático programable, indicaciones en pantalla e indicaciones de voz.
- Ritmos desfibrilables: fibrilación ventricular con amplitud $\geq 200\text{UV}$, taquicardia ventricular con frecuencias ≥ 140 lpm y duración de onda del complejo QRS ≥ 140 ms.
- Control de carga: control en el panel frontal del dispositivo, presione la tecla en la paleta.
- Indicaciones: indicaciones visuales y de voz.

Modo Manual

- Selección de energía: seleccionable a 2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 julios.
- Modo sincronizado: sincroniza el pulso del desfibrilador con la onda R del paciente. El mensaje "SYNC" se muestra en el monitor.

Monitoreo de ECG

- Conexión del paciente: cable de ECG de 5 derivaciones o cable de ECG de 3 derivaciones, palas.
- Selección de derivaciones: se muestra en el monitor, palas, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V.
- Tamaño de ECG: 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 4 cm/mV visualización en el monitor.
- Frecuencia cardíaca: 20-300 BPM.
- Alarma de frecuencia cardíaca: Encendido / apagado mostrado en el monitor, seleccionable por el usuario.
- Alarmas inteligentes: las indicaciones de zumbador/voz indican un ritmo desfibrilable.

Módulo de SpO2

- Rango de medición: 30-100%, + 2% entre 80% -90%, otros + 5%
- Rango de alarma: límite alto y límite bajo establecido por el usuario
- Precisión de la alarma: + 10% dentro de los valores de configuración
- Precisión del tiempo de alarma: menos de 12 segundos

Producto Marca: 

Ficha Técnica Propiedad de Gaesca, "Gasas Esterilizadas C.A." Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

Recorder

- Papel: térmico de 50 mm.
- Velocidad: 12.5 mm / seg, 25 mm / seg, 50 mm / seg. Retraso de 6 segundos seleccionable por el usuario.
- Método de impresión: cabezal de impresión de matriz térmica de alta resolución.
- Modos de impresión: manual o automático, configurable por el usuario.
- Control de encendido / apagado: panel frontal y paleta.
- Función automática: grabación de 9 segundos iniciada por la activación de la alarma o la carga del desfibrilador o la descarga del desfibrilador.

Batería

- Tipo: Recargable, batería Ni-MH, 12V.
- Tiempo de funcionamiento: Para una batería nueva completamente cargada: 60 descargas del desfibrilador a máxima energía o un máximo de 5 horas de monitorización continua del ECG.

Los parámetros adicionales afectarán el tiempo de funcionamiento con diferentes funciones.



Presentación:

Producto	Presentación	Unidad de Venta	Código
Desfibrilador Monitor Automático (AED), Manual y ECG Printer	UNIDAD	UNIDAD	210862

Producto Marca: **Keuz**®

Ficha Técnica Propiedad de Gaesca, "Gasas Esterilizadas C.A." Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

+ 58 212 263.2828

info@gaesca.com

Av. Francisco de Miranda, Torre TFC, Piso 10, La Castellana 1060, Caracas - Venezuela.

Rif. J-00267650-7

www.gaesca.com

@gaesca.vzla