

# Nebulizador Potátil

## Medical Compressor Nebulizer

**KE-W01**

### Características de la función:

- Material del producto: ABS
- Tamaño del producto: 200 x 200 x 140 mm/7,87 x 7,87 x 5,51 pulgadas
- Peso del producto: 1,29 kg/2,84 libras
- Color del producto: blanca
- Fuente de alimentación: enchufe UE AC220 V, 50 Hz
- Velocidad máxima de atomización: más de 0,2 ml/min y menos de 1 ml/min
- Residuo de líquido: igual o inferior a 1 ml
- Diámetro medio de las partículas de niebla (MMD): 3.9 um más o menos un 25%, con un diámetro inferior a 5 um, el porcentaje de partículas de niebla es superior al 50%
- Caudal de aire libre de la bomba de compresión: igual o superior a 6 L/min
- Ruido: igual o inferior a 65 dB (A)
- Tasa de atomización: igual o superior a 0,2 ml/min



**3.9µm**±25%

Diámetro de Partículas Atomizadas  
Atomized Particle Diameter

**0.2~1** mL/min

Tasa de Atomización  
Atomization Rate

**≤ 1.0** ml

Residuo de medicamento líquido  
Liquid Medicine Residue

### Pasos para su uso

#### Steps for use



**1. Instale una Máscara o Boquilla**

1. Install a Mask or Mouthpiece



**2. Conducho de Conexión**

2. Connecting Conduit



**3. Agregar Cantidad Apropia de Líquido**

3. Add Appropriate Amount of Liquid



**4. Presione el Suiche de Encendido**

4. Press the Power Switch

<b>PRODUCTO</b>	Nebulizador Portátil
<b>PRESENTACIÓN</b>	Unidad
<b>VENTA</b>	Unidad
<b>CÓDIGO</b>	210849