

Kit Catéter Venoso Central

Descripción :

- Para el cateterismo de la vena cava superior utilizando la técnica de seldinger en terapia de infusión a corto plazo o nutrición parenteral, en aplicación de soluciones altamente osmolares o muy irritantes por venas, para el monitoreo intermitente o continuo de la presión venosa, para muestras desangre.
- Antes de su uso, lea todas Advertencia: las advertencias, precauciones e instrucciones del prospecto. De no hacerlo puede provocar lesiones graves o la muerte del paciente.
- Estéril: No lo use si el paquete se ha abierto o dañado previamente. Los componentes de la trayectoria del fluido no son pirogénicos. No contiene ningún medicamento.
- De un solo uso-No reesterilize. Esterilizado por óxido de etileno



Usos más frecuentes:

- Para administrar medicamentos de forma continua a un ritmo constante, generalmente por vía intravenosa intra arterial, epidural, subcutánea para los diferentes tratamientos como: Quimioterapia, Tratamiento del Dolor Agudo y Crónico, Terapias de Quelación, Antibioticoterapia y Terapias Antivirales.

Presentación:

Producto	Presentación	Unidad de Venta	Código
Kit Catéter Venoso Central diferentes medidas	Bulto x 40 Unidades	Unidad	Según Medida

Producto Marca: **HAUFFMAN**®

Ficha Técnica **Propiedad de Gaesca, "Gasas Esterilizadas C.A."** Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

+ 58 212 263.2828

info@gaesca.com

Av. Francisco de Miranda, Torre TFC, Piso 10, La Castellana 1060, Caracas - Venezuela.

Rif. J-00267650-7

www.gaesca.com

@gaesca.vzla